



SISTEMA DE LIGADURA HEM-O-LOK DE WECK

Seguridad sin compromiso



EL SISTEMA DE LIGADURA HEM-O-LOK – PRECISIÓN EN TODOS LOS DETALLES

Teleflex es un importante fabricante de clips de polímero y metálicos.

Nuestro sistema de ligadura Hem-o-lok, de la marca WEECK, está compuesto por productos complementarios que forman una gama de instrumental que cumple con todos los requisitos de cirujanos, personal de enfermería y personal de quirófano.



EL CLIP

PRESTACIONES DE PRIMERA CLASE

TAMAÑO DEL CLIP	LIGADURA DE VASOS Y TEJIDOS
● mediano	2 – 7 mm
● mediano-grande	3 – 10 mm
● grande	5 – 13 mm
● extra-grande	7 – 16 mm

- Diseño preciso de los alojamientos del clip para asegurar su estabilidad.
- Cierre efectivo mediante bloqueo de los brazos del clip.
- Diseño arqueado que ayuda a rodear tejido adicional.
- Confirmación táctil y audible para asegurar que el clip de ligadura Hem-o-lok se ha cerrado sobre el vaso.
- Dientes integrados para prevenir que el clip se escurra en cualquier dirección.
- Las propiedades de la superficie del polímero no absorbible previenen las infecciones.
- La fenestración en la bisagra del clip proporciona flexibilidad en la apertura y el cierre.



EL CARTUCHO

CARGAS FÁCILES Y LA VENTAJA DEL ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN

- Nuestro sistema de ligadura combina rapidez y seguridad en un mismo procedimiento.
- Puede elegir entre una variedad de tamaños de clip para la ligadura de vasos y/o tejidos entre 2 y 16 mm.
- El cartucho con los clips Hem-o-lok permite una carga precisa y sin esfuerzo y por lo tanto ayuda a que las intervenciones quirúrgicas sean más eficaces.
- El cierre del clip se detecta mediante una confirmación táctil y audible.
- La codificación por colores del cartucho de clips corresponde a la de las pinzas aplicadoras.
- Cada cartucho contiene 6 clips.
- Una cinta adhesiva en la parte trasera del cartucho le permite elegir el mejor lugar para fijar el cartucho y extraer los clips.
- Al contrario que los clips absorbibles, si fuera necesario, los clips de ligadura Hem-o-lok se pueden retirar con nuestras pinzas de extracción.
- Los clips son inertes, no tóxicos y radiolúcidos.
- Los cartuchos se adhieren a cualquier superficie estéril.



LAS PINZAS APLICADORAS

RENDIMIENTO Y OPCIONES DE LIMPIEZA

- Gracias al diseño especial del clip, el cirujano puede notar perfectamente el cierre del clip durante la aplicación.
- Las pinzas aplicadoras para cirugía abierta están disponibles con mandíbulas en forma curva o angulada.
- Las pinzas aplicadoras para endoscopia están disponibles en tamaños Mediano-Grande, Grande, Extra-Grande. Se pueden desmontar para facilitar la limpieza y eliminar la posibilidad de contaminación.
- Un botón de rotación de 360° facilita el acceso y mejora la visibilidad.
- Las pinzas aplicadoras están codificadas por colores que corresponden al color del cartucho adecuado.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



CIRUGÍA ABIERTA



CLIPS PARA LIGADURA HEM-O-LOK

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LIGADURA DE VASOS Y TEJIDOS	CLIPS/CARTUCHO	CARTUCHO/CAJA	CLIPS/CAJA
WK544220	● M	2 – 7 mm	6	14	84
WK544230	● ML	3 – 10 mm	6	14	84
WK544240	● L	5 – 13 mm	6	14	84
WK544250	● XL	7 – 16 mm	6	14	84

PINZAS APLICADORAS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
curvadas			
WK544113	● M	20 cm	1
WK544170	● ML	20 cm	1
WK544180	● L	20 cm	1

PINZAS APLICADORAS LARGAS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
curvadas			
WK544115	● M	27 cm	1
WK544171	● ML	27 cm	1
WK544181	● L	27 cm	1
WK544191	● XL	27 cm	1

PINZAS APLICADORAS, LARGAS, ANGULADAS A 70°

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
WK544114	● M	27 cm	1
WK544172	● ML	27 cm	1
WK544179	● L	27 cm	1
WK544192	● XL	27 cm	1

EXTRACTORES DE CLIPS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	LONGITUD ÚTIL	CANT.
WK544123	● M ● ML ● L	27 cm	1
WK544124	● L ● XL	27 cm	1



Todos los clips para ligadura Hem-o-lok se suministran estériles. Los sistemas de clips de ligadura se diferencian en las características de su cierre.

Es responsabilidad del usuario confirmar la seguridad de aplicación de los clips en vasos y otros tejidos. No está indicado para su uso como anticonceptivo de oclusión tubárica.

● M mediano ● ML mediano-grande ● L grande ● XL extra-grande

CIRUGÍA ENDOSCÓPIA



PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK TAKE-APART

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectas					
WK544965T	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	1
curvadas					
WK544995T	● L	10 mm	10 mm	33 cm	1
WK544990T	● XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1

PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK TAKE-APART, ANGULADAS A 20°

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
WK544965T20	● ML	5 mm	10 mm	33 cm	1
WK544995T20	● L	10 mm	12 mm	33 cm	1
WK544990T20	● XL	10 mm	15 mm	33 cm	1

PINZAS APLICADORAS HEM-O-LOK NON-TAKE-APART, LARGAS

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectas					
WK544965L	● ML	5 mm	5 mm	45 cm	1
curvadas					
WK544995L	● L	10 mm	10 mm	45 cm	1
WK544990L	● XL	10 mm	10 ó 12 mm	45 cm	1

HEM-O-LOK ENDO 5 Pinza Aplicadora Automática

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA APLICADORA	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
recto					
WK543965	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	3

EXTRACTORES DE CLIPS

WECK

REF.	TAMAÑO DEL CLIP	PINZA DE EXTRACCIÓN	Ø TROCAR	LONGITUD UTIL	CANT.
rectos					
WK544121T	● ML	5 mm	5 mm	33 cm	1
WK544121L	● ML	5 mm	5 mm	45 cm	1
curvados					
WK544130T	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1
WK544130L	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	45 cm	1
angulado a 20°					
WK544130T20	● L/XL	10 mm	10 ó 12 mm	33 cm	1



PINZAS APLICADORAS TAKE-APART PARA ENDOSCOPIAS

Nuestras pinzas aplicadoras endoscópicas se pueden desmontar para facilitar su limpieza. El botón de rotación de 360° facilita el acceso y mejora la visibilidad.



Teleflex es un proveedor líder a nivel mundial de dispositivos médicos especializados en procedimientos diagnósticos y terapéuticos para las áreas de cuidados críticos, urología y cirugía. Nuestra misión es proporcionar soluciones que permitan a los profesionales sanitarios mejorar los resultados y favorecer la seguridad de los pacientes y del propio personal sanitario.

Nos especializamos en dispositivos para anestesia general y regional, cuidados cardíacos, cuidados respiratorios, urología, acceso vascular y cirugía cubriendo las necesidades de profesionales sanitarios en más de 150 países. Teleflex es también proveedor de productos especializados para fabricantes de dispositivos médicos.

Nuestras marcas de renombre incluyen ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™, VIDACARE® y WECK®, todas ellas marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated.

Sedes de Teleflex en el Mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, EEUU, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

CONTACTOS INTERNACIONALES:

OFICINAS CENTRALES DE TELEFLEX, IRLANDA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath
Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

ALEMANIA +49 (0)7151 406 0

AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 1300 360 226

AUSTRIA +43 (0)1 402 47 72

BÉLGICA +32 (0)2 333 24 60

CHINA (SHANGAI) +86 (0)21 6381 6399

CHINA (PEKÍN) +86 (0)10 6418 5699

ESLOVAQUIA +421 (0)3377 254 28

ESPAÑA +34 918 300 451

FRANCIA +33 (0)5 62 18 79 40

GRECIA +30 210 67 77 717

INDIA +91 (0)44-2836 5040

ITALIA +39 0362 58 911

JAPÓN +81 (0)3 3379 1511

COREA +82 2 536 7550

PAÍSES BAJOS +31 (0)88 00 215 00

PORTUGAL +351 22 541 90 85

REINO UNIDO +44 (0)1494 53 27 61

REPÚBLICA CHECA +420 (0)495 759 111

SINGAPUR +65 6439 3000

SUDÁFRICA +27 (0)11 807 4887

SUIZA +41 (0)31 818 40 90

Para obtener más información, consulte www.teleflex.com

Los productos de este catálogo no están disponibles para todos los países. Por favor, consulte con su delegado comercial. Todos los datos son actuales en el momento de impresión de este documento (04/2016). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

94 05 70 - 00 00 03 · REV A · MC / WM · 04 16 01